



晶茂生物
Genemill Biotech

产品检验报告单
Certificate of Analysis

体外诊断试剂原料专家
IVD Material Supply & Solution

产品名称Product Name	牛莎® PC-300 抑菌剂 NeoCide PC-300 Preservative for IVD (Isothiazolinones 3.0%) 牛莎® PC-300 体外诊断试剂专用抑菌剂 (异噻唑啉酮复配 3.0%)		
产品编码Product Number	GB01003	检验标准Product Specs	SPEC/GB01003
产品批号Batch Number	GB01003-20210225	生产日期Production Date	2021/02/25
存储要求Storage	常温Room Temperature	重测日期Retest Date	2024/02/24 (3 years)

检验项目 Items	产品标准 Specification	检验结果 Result
产品外观 Apparence	透明粘稠液体，无色到淡黄色 Clear, thick colorless to light yellow liquid	符合规定 Meet Specification
净重量 Net Weight	和标示量一致 Conforms to claims	符合规定 Meet Specification
密度@25°C Specific Gravity	1.03~1.04	1.03
酸度@25°C pH	3.0~6.0 (10% aqueous)	4.76
Color (APHA) 颜色	60 maximum 小于60标准铂-钴单位	符合规定 Meet Specification
异噻唑啉酮含量 Active Ingredients	CMIT/MIT 3.0 – 3.6% (g/100g) (UV/Titrate/HPLC)	3.41%
钙 Calcium	<2 ppm	符合规定 Meet Specification
镁 Magnesium	<1 ppm	符合规定 Meet Specification
硝酸盐 Nitrate	<5 ppm	符合规定 Meet Specification
重金属(以铅计) Heavy Metal	<0.05%	符合规定 Meet Specification
灼烧残渣(硫酸盐计) Sulfate	<0.05%	0.04%

结论Conclusion

本批产品合格This material meets the requirements of specification.

批准人Approval
质量负责人/
Quality Leader

马兴兰

Xinglan Ma 2021/02/26

